

BagPRESS plus



Nota (1)

BagPress Bio45P (versione E)


BagPress Bio45P (versione E) è il nuovo estrattore di plasma completamente automatico per la preparazione da sangue intero di Globuli Rossi concentrati (GRC), Plasma Povero di Piastrine (PPP), Plasma Ricco di Piastrine (PRP) e concentrati di Piastrine (PC).

BagPress Bio45P (versione E), consente all'operatore la più ampia flessibilità nella produzione degli emo-componenti garantendo un'assoluta automazione unita ad una grande versatilità e semplicità d'uso.

BagPress Bio45P (versione E), dispone di: interfaccia RS232 per collegarsi ad Host Computer, interfaccia RS232 per lettore di codice a barre permettendo l'identificazione dell'operatore, del donatore, ecc...

BagPress Bio45P (versione E), ha: un ampio display a cristalli liquidi che informa costantemente l'operatore sullo stato della macchina

Dati tecnici

Alimentazione:	Monofase 1+N+T
Tensioni selezionabili:	230 VAC 50 Hz
Potenza Assorbita:	187 VA max
Fusibile interno:	n°2 x 1,6 AT 250V
Connessione esterna:	RS 232, 9 poli
Connessione Barcode:	RS 232, 25 poli
Segnalazione allarmi:	Acustico / Visivo
Lingua:	Italiano
Dimensioni:	L340 x P470 x H420
Peso:	35 Kg (full optional)
Classificazione:	Classe I tipo B 
Optional:	Lettore codice a barre Bilancia esterna Unità saldante

(Nota 1): immagine generica, rappresentativa della versione BagPRESS BIO45A (full optional).