

NEAT CELL

Il protocollo Neat Cell è studiato per il processamento di vari prodotti cellulari a partire da sangue periferico, sangue cordonale o sangue midollare con lo scopo di isolare le cellule mononucleate attraverso l'utilizzo di un gradiente di densità, con un'ottima deplezione di granulociti e globuli rossi.

Come opzione del protocollo è possibile selezionare o un **prodotto finale piccolo, tra 8 e 20ml**, che viene raccolto attraverso una siringa che deve essere connessa al kit, o un **volume finale fisso di circa 50ml** in cui il concentrato cellulare viene raccolto in una sacca finale connessa al kit.

kit	Ready Cell	GVR	Neat Cell	Cord Wash	Smart Wash
CS-470.1	X				
CS-490.1		X			
CS-600.1				X	X
CS-900.2			X		

Kit Neat Cell 900.2

